

SOA test - urine

Deze test is voor onderzoek naar seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's). Voor de test vangt u het eerste deel van uw urine op. U kunt de test op ieder moment van de dag doen.

Vragen?

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw (huis)arts of ons Klant Contact Centrum. Het Klant Contact Centrum van RHMDC is te bereiken op maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur op 088 260 4000.

Gebruiksaanwijzing SOA test - urine

A. Inhoud van de doos


- De gebruiksaanwijzing
- Aanvraagformulier
- Buisje
- Pipet
- Wit zakje
- Plastic zakje
- Verzendenvelop

B. Belangrijk

Lees de hele uitleg Volg stap 1 t/m 13.

Maak de buis pas open als u met de test begint. Zorg dat u, voordat u de urine opvangt, minstens 1 uur **niet** heeft geplast.


C. Voorbereiding



1. U heeft een schoon en droog potje nodig om in te plassen.



2. Controleer of uw gegevens zijn ingevuld op het aanvraagformulier en vul deze eventueel aan. Noteer op het aanvraagformulier de afnamedatum en -tijd waarop u de urine heeft opgevangen.




3. Was uw handen met water en zeep. Droog uw handen met een schone handdoek. Werk zo schoon mogelijk.

D. Urine opvangen




4. Vang de eerste straal urine op in het potje. U kunt daarna verder plassen in het toilet.




5. Pak het busje en haal de dop eraf.


E. Urine in het busje



6. Pak de pipet en het potje met urine. Doe de punt van de pipet in de urine. Knijp in de bovenkant van de pipet en laat los. Zo zuigt u de urine op.




7. Steek de pipet in het busje. Knijp in de bovenkant van de pipet. De urine stroomt nu in het busje.




8. Het busje moet tot de bovenkant van de sticker gevuld worden met urine. Draai of druk de dop goed vast.


F. Inpakken en versturen




9. Stop het busje in het witte zakje.




10. Doe het witte zakje met busje daarna in de speciale plastic zak (Safetybag). Plak deze dicht met de plakrand.



11. Stop de goed afgesloten Safetybag in de doos en sluit de doos.



12. Doe de doos en het aanvraagformulier van uw arts in de verzendenvelop. Plak deze dicht met de plakrand.



13. Belangrijk: Doe de verzendenvelop nog dezelfde dag op de post*, vóór de brievenbus geleegd wordt. Een postzegel is niet nodig.

* Lukt het niet om de envelop binnen 24 uur te versturen? Bewaar het materiaal dan in de koelkast totdat verzenden wel mogelijk is.